

SCHEDA TECNICA

M001



Descrizione : Mascherina filtrante prodotta in deroga alle norme sulle immissioni in commercio ai sensi dell'art. 16 Dlgs "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. serie ordinaria del 17 marzo 2020, finalizzato alla protezione della collettività e degli individui presenti sull'intero territorio nazionale che sono autorizzati ai sensi della norma vigente durante lo stato di emergenza all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. Considerato come dispositivi per la protezione della collettività.

Colori : Bianco

Descrittivo: Mascherina filtrante in strato triplo di tessuto, composto da jersey cotone 100%, maglina PA 100% con resina, jersey cotone 100%. Alta protezione. Pre-conformata, regolabile. Scatola da 12 pezzi.

Materiali : Jersey cotone 100% - Maglina poliestere 100% con resina idrorepellente - Jersey cotone 100 %
Certificazione Oekotex 100 standard – N° 083706.0

Trattamenti: Trattamento antibatterico; Tale trattamento è garantito per 5 lavaggi
Trattamento antidroplet: Le precauzioni per **droplets** sono concepite per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettivi mediante goccioline. La trasmissione avviene attraverso gocce di acqua (**droplets** > 5 µ) che trasmettono i germi nell'aria quando le persone sono vicine, starnutando, parlando, tossendo. Questo trattamento della mascherina è garantito fino al decimo lavaggio
Tessuto lavabile: l'integrità e la resistenza del tessuto della mascherina sono garantite per 100 lavaggi

Istruzioni per l'uso : Maschera resistente alla colmata nel tempo che favorisce la comodità d'utilizzo.
Togliere la mascherina dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute, e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzazione della mascherina verificare la sua integrità.

Limiti d'uso : Utilizzare la mascherina in zone aerate bene, ossigenate (> a 20%) e che non contengono atmosfere esplosive. La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità della mascherina e provocano una perdita. Non modificare in nessun modo questo dispositivo, se danneggiato scartarlo. Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione definito nelle istruzioni. Il contatto con la pelle è garantito dalla certificazione Oekotex.

Istruzioni di stoccaggio : Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua confezione d'origine.

Istruzioni di pulizia/di
manutenzione: Lavabile, garantito fino ai 100 lavaggi. Lavare con abbondante acqua calda corrente utilizzando un prodotto disinfettante